

Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/brush-baby-kidzsonic-szczoteczka-bateryjna-soniczna-dla-dzieci-w-wieku-3-6-lat-niebieska-p-889.html>



BRUSH-BABY - KIDZSONIC szczoteczka bateryjna soniczna dla dzieci w wieku 3-6 lat niebieska

Cena	82,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Brush-Baby KidzSonic GoKidz

Opis produktu

Szczoteczka została zaprojektowana w taki sposób aby pomóc rodzicom w zachowaniu optymalnej higieny jamy ustnej swoich dzieci. Szczoteczka KidzSonic ze swoim miękkim włosiem oraz delikatnymi drganiami jest idealnym narzędziem pozwalającym najmłodszym na delikatne oraz dokładne czyszczenie powierzchni zębów i dziąseł. Szczoteczka KidzSonic wyposażona jest w dwuminutowy timer, który co 30 sekund sygnalizuje konieczność przejścia do następnej ćwiartki łuku zębowego. Timer pomaga w czyszczeniu i wyrabianiu od najmłodszych lat odpowiednich nawyków higienizacyjnych.

Zalety szczoteczki sonicznej KidzSonic:

- 2 tryby pracy - podświetlenie bez wibracji sonicznych lub kolorowe światła z ruchami sonicznymi
- specjalnie zaprojektowane włosie różnej długości pozwala jeszcze lepiej redukować płytkę z przestrzeni międzyzębowych
- technologia soniczna - dzięki ruchom wibracyjnym włosie szczoteczki jest wprawiane w ruch przez co płytka nazębna jest dużo lepiej usuwana w stosunku do szczoteczki manualnej
- wyjątkowo miękkie włosie
- delikatne wibracje oraz wygodny uchwyt
- mała główka pozwala na swobodne mycie
- lekka rękojeść
- 2-minutowy timer - automatyczne wyłączenie szczoteczki po 2 minutach pracy
- 30-sekundowy timer - dodatkowo wzbogacony o efekty świetlne informuje o konieczności przejścia do następnego fragmentu łuku zębowego co pomaga w nabywaniu prawidłowych nawyków higienizacyjnych u dzieci (30 sekund przeznaczone na każdą z 4 ćwiartek dwóch łuków zębowych jamy ustnej)
- wymienne główki (w zestawie 3 szt.)
- UWAGA - produkt przeznaczony do stosowania pod kontrolą rodziców

Tryby pracy

-
- pierwszy tryb ze światłem (bez ruchów sonicznych, drgających)
 - drugi tryb ze światłem (kolorowe migające światło) + ruchy drgające

Zawartość zestawu:

- 1 x szczoteczka KidzSonic 3-6 lat
- 3 x końcówka czyszcząca
- 1 x bateria AAA
- 1 x instrukcja w języku polskim i angielskim

Czym jest MIH? - niedorozwój szkliwa w zębach stałych dzieci.

MIH, czyli Molar Incisor Hypomineralization,

to wada szkliwa zębów trzonowych (molarów) i siekaczy, która charakteryzuje się ich hipomineralizacją. **Hipomineralizacja** to stan, w którym szkliwo zębów jest osłabione i mniej mineralizowane niż normalnie. MIH jest jedną z najczęstszych wad rozwojowych zębów występujących u dzieci.

Główne cechy MIH

to nagłe pojawienie się jednostronnego lub obustronnego ubytku mineralizacji na powierzchniach szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Zęby dotknięte MIH mają różne stopnie nasilenia wady, od lekkiego ubytku szkliwa po znaczne defekty, które mogą prowadzić do łamliwości, rozwarstwienia i nadwrażliwości.

Przyczyny MIH nie są do końca poznane.

Istnieje kilka teorii, które wskazują na czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe i czynniki związane z rozwojem zarodkowym. Wpływ na rozwój MIH mogą mieć m.in. infekcje, niedobory składników odżywczych, toksyny i stres.

MIH może mieć poważny wpływ na zdrowie jamy ustnej i jakość życia dzieci.

Dotknięte tym schorzeniem zęby są bardziej podatne na próchnicę, nadwrażliwość, łamliwość i inne problemy. Mogą wystąpić trudności z jedzeniem, utrzymaniem higieny jamy ustnej oraz odczuwaniem bólu i dyskomfortu.



Leczenie MIH

polega na indywidualnym podejściu do każdego przypadku, uwzględniając stopień nasilenia wady i potrzeby pacjenta. Opcje leczenia mogą obejmować remineralizację szkliwa za pomocą specjalnych preparatów, usunięcie zębów, odbudowę protetyczną z wykorzystaniem wkładów lub koron, oraz inne procedury stomatologiczne mające na celu poprawę funkcji i wyglądu zębów dotkniętych MIH.

Ważne jest regularne monitorowanie i opieka stomatologiczna u dzieci z MIH,

aby wczesne wykrycie i zarządzanie wadą, zapobiegając dalszym komplikacjom i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Stomatolog może również zalecić odpowiednie metody higieny jamy ustnej, zmiany w diecie i inne środki mające na celu utrzymanie zdrowia zębów i minimalizację występowania powikłań związanych z MIH.

MIH jest poważnym schorzeniem związanym z hipomineralizacją szkliwa zębów trzonowych i siekaczy. Wymaga ono szczególnej uwagi stomatologicznej i właściwego zarządzania, aby zapewnić pacjentom komfort, zdrowie jamy ustnej i jakość życia.

Jak wzmocnić zęby z MIH?

Konieczne jest wzmocnienie powierzchni zębów i zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem kwasów. Stosuje się [produkty do remineralizacji szkliwa](#).

Są to specjalne pasty, odżywki i żele do wzmocnienia zębów.