

Link do produktu: <https://www.annapapuga.pl/drbrux-rilax-szyna-relaksacyjna-termoformowalna-p-532.html>

Dr.BruX RILAX szyna relaksacyjna termoformowalna



Cena	79,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	571
Producent	Dr.BruX

Opis produktu

Zgrzytasz?

Jeżeli wstajesz rano z łóżka i czujesz, że:

- bolą Cię zęby
- boli Cię głowa
- odczuwasz bóle w stawie skroniowo żuchwowym
- bolą Cię ramiona czy kark
- jesteś niewyspany i zmęczony

to znaczy, że możesz cierpieć na bruksizm!

Czym jest bruksizm?

Bruksizm to mimowolne zaciskanie zębów podczas snu, które prowadzi do patologicznego starcia zębów. Najnowsze badania wykazują, że ponad 50% ludności świata cierpi na bruksizm. Nadmierne zgrzytanie może powodować starcie zębów oraz zaburzenie wysokości zgryzu. Bruksizm nie tylko przyspiesza rozwój próchnicy, ale także negatywnie wpływa na mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego, powodując bóle głowy i inne dolegliwości. Przyczyna bruksizmu nie jest do końca znana dlatego też nie ma konkretnego schematu jego leczenia. Jedynym skutecznym lekarstwem są specjalne szyny przeznaczone do noszenia na górnym lub dolnym łuku zębowym.

Nie leczony bruksizm może powodować:

- zaburzenia snu
- rozchwianie zębów
- starcie zębów zębów
- pęknięcia szkliwa
- zmiany zapalne dziąseł

-
- stany zwyrodnieniowe w stawie skroniowo-żuchwowym
 - przewlekłe bóle głowy

Dr.BruX Relax - termoformowalna szyna relaksacyjna

Szyna Dr.BruX Relax jest niewidoczna i nie powoduje dyskomfortu podczas noszenia. Szyna dedykowana jest dla osób odczuwających spięcie czy ból w stawie skroniowo-żuchwowym (TMJ) oraz dla osób z nadmiernym napięciem mięśni twarzy, spowodowanym ciągłym stresowym zaciskaniem zębów. Szyna przeznaczona do stosowania od 12 roku życia.

Zalety szyny Dr. BruX Relax:

- Praktyczna
- Dyskretna
- Konkurencyjna cena w porównaniu do szyn wykonywanych indywidualnie
- Prosta w stosowaniu

Zawartość zestawu:

- 1 x termoformowalna szyna relaksacyjna Dr.BruX Relax wraz z uchwytem do formowania
- 1 x pudełko do przechowywania szyny
- 1 x instrukcja w języku polskim

Cechy szyn serii Dr.BruX:

- Szyny Dr.BruX są termoformowalne i proste w użyciu. Wystarczy zanurzyć je w gorącej wodzie na kilka sekund, następnie wyjąć rozgrzaną płytkę i zagryźć.
- Szyny Dr.BruX można wykorzystywać kilkakrotnie ponieważ po ponownym zanurzeniu w gorącej wodzie szyna powraca do pierwotnego stanu. Materiał z jakiego wykonana jest szyna jest hipoalergiczny i nie zawiera związków toksycznych.
- Szyny Dr.BruX są termoplastyczne, bio-kompatybilne, w swoim składzie nie zawierają akrylu ani żadnych substancji silikonowych.
- Szyny Dr.BruX są łatwe do czyszczenia i przechowywania (dzięki zawartemu z zestawie pudełeczku).
- Szyny Dr.BruX są produkowane we Włoszech i spełniają wszystkie standardy bezpieczeństwa Unii Europejskiej
- Szyny Dr.BruX są zaopatrzone w system AIR -3, dzięki któremu zapewniona jest lepsza wentylacja.
- Szyny Dr.BruX są łatwe do czyszczenia, dzięki dodanemu futerałowi szyny można przechowywać w higieniczny sposób.

Jeżeli podczas otwierania szerzej buzi czujesz „chrupanie” w stawie skroniowo-żuchwowym, często cierpisz z powodu porannych bólów głowy, masz problemy z koncentracją i nie możesz się skupić - to mogą być to następstwa zbyt agresywnego zaciskania zębów podczas snu czy sytuacji stresowych. Ciężko jest w pełni wyeliminować przyczynę tego schorzenia, ponieważ w dużym stopniu jest ona wywoływana przez czynniki społeczne takie jak stres czy napięcie nerwowe. Istnieją jednak skuteczne rozwiązania, które pozwalają na znaczącą redukcję lub pełną eliminację negatywnych skutków tego schorzenia. Do tego celu wykorzystywane są specjalne nakładki zakładane na górny lub dolny łuk zębowy, które relaksują staw skroniowo-żuchwowy. W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje takich nakładek – termoformowalne oraz wykonywane indywidualnie. Szyny termoformowalne Dr.BruX Relax wykonane są ze specjalnego silikonu medycznego, który po włożeniu do wrzątku staje się plastyczny i pozwala na dokładne dopasowanie szyny do powierzchni zębów (odwzorowując tym samym obraz zgryzu). Szyny dostępne są w dwóch kolorach i są przeznaczone do stosowania na dolnym łuku zębowym. Dodatkową zaletą szyn termoformowalnych jest to, że mogą być one wielokrotnie formowane. Jeżeli coś zmieni się w twoim zgryzie nie musisz więc wyrzucać szyny do kosza. Wystarczy tylko, że ponownie uformujesz ją w gorącej wodzie i możesz ponownie korzystać z jej pełnych właściwości. Szyny z serii Dr.BruX Relax dostępne są w dwóch rodzajach – Standard i Power, różniących się kolorem oraz wysokością brzegu utrzymującego nakładkę. Ich budowa pozwala na swobodne noszenie szyn podczas całego dnia. Szyny są praktycznie całkowicie niewidoczne i nie przeszkadzają w mówieniu. Już po kilku dniach użytkowania poczujesz dużą różnicę. Wychodząc naprzeciw naszym klientom zdecydowaliśmy się również rozszerzyć naszą ofertę o szyny wykonywane indywidualnie. Wszystkie szyny wykonywane są na podstawie indywidualnego wycisku oraz są wytwarzane w naszej pracowni protetycznej. Zaletą szyn wykonywanych indywidualnie jest to, że są one zawsze idealnie dopasowane do warunków anatomicznych. Należy jednak pamiętać, że w momencie gdy zmianie ulegnie rozkład zębów (wypełnienia, nowa korona, itp.) szyna wykonywana indywidualnie może stracić swoje idealne dopasowanie.